

Hipposalt bietet vier verschiedene Ultraschallvernebler an:

1. EquiEasyNeb für 440,00 Euro inkl. MwSt.



Beschreibung:

Sie haben nur 1 oder 2 Pferde und müssen Ihre Pferde täglich oder öfters inhalieren?

Dann ist der EquiEasyNeb genau der Richtige für Sie - bewährt hohe Leistung zu kleinem Preis. Einfach und unkompliziert im Umgang!

- Schnell in der Box oder im Pferdeanhänger aufgestellt, produziert der EquiEasyNeb feinstes Salz-Sole-Aerosol zwischen 0,5-6 µm. Wohltuendes Meeresklima für Ihr Pferd - und das in seiner gewohnten Umgebung. Stressfrei und schonend - ganz einfach für Zuhause im Stall!
- Einsatzbereit mit und ohne Maske - manchmal ist es zu warm im Pferdeanhänger oder man hat im Pensionsstall keine Möglichkeit sich eine Solekammer einzurichten. Kein Problem, den EquiEasyNeb kann man auch ganz einfach an eine handelsübliche Inhalationsmaske anschließen (nicht empfohlen beim Einsatz für Hautprobleme, dazu sollte im Raum inhaliert werden).
- Man kann mit dem EquiEasyNeb auch Medikamente vernebeln, sogar kleinste Mengen können separat mit dem mitgelieferten Medikamentenbecher unkompliziert und schnell vernebelt werden.
- Dazu ist er mit seinen 40 Watt ein wahrer Stromsparer, in der Stunde verbrauchen Sie gerade einmal 0,04 kWh.
- Im Unterhalt ist er genauso sparsam, wie in der Anschaffung. Lediglich das Piezo-Element muss bei der jährlichen Wartung (bei intensiver Nutzung verkürzt sich der Intervall) getauscht werden.
- Gereinigt wird der EquiEasyNeb mit dem Reiniger EquiKLAR.

Der EquiEasyNeb revolutioniert die Soletherapie für Pferde - endlich ein bezahlbarer Inhalator für den Privatgebrauch! Ein zuverlässiger, handlicher und leistungsstarker Sole Ultraschall-Vernebler für den privaten Pferdebesitzer, der sich nun keines der Profisysteme anschaffen muss und somit bares Geld spart - denn jeder sollte die Möglichkeit haben seinem Pferd die Soletherapie ermöglichen zu können. Oftmals ist bei Husten, Atemnot und Schubbern die Therapie mit Sole das Mittel der Wahl und das sollte nicht am Geld scheitern!

Die Intensität des Aerosols kann eingestellt werden und die Lüfterstärke reicht aus um einen Anhänger oder eine stationäre Solebox bis max. 30m³ einzunebeln

Technische Daten:

- Verneblungsrate (0,0-3,0 ml/ min)
- Feinste Aerosolteilchen 0,5-6 µm

Ultraschallfrequenz 1.68 MHz
Strom 230V, 50 HZ, 40W

Verschleißteile: Das Piezo-Element muss auch hier wie bei jedem Ultraschall-Vernebler nach 3-9 Monaten je nach Gebrauch gewechselt werden. Dazu schicken Sie den EquiEasyNeb zu Pegasalt ein, der Austausch kostet ca. 70 € ohne Versand.

Lieferumfang:

Grundgerät mit Netzstecker, Schlauch 180 cm, Schlauch 70 cm, Schlauch 30 cm und 4x Medikamentenbecher

Dazu empfehlen wir: Pegasalt Sole sowie den EquiKLAR Reiniger.

Bitte vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen. Nicht im Behandlungsraum aufstellen. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schwankungen oder Umkippen. Es könnte Sole in den Lüfter gelangen und das Gerät beschädigen. Befüllen Sie das Gerät erst mit Sole, wenn es an seinem festen Platz sicher steht.

2. Equineb Basic für 1.450,00 Euro inkl. MwSt.

Der Equineb Basic ist ein Profi Ultraschall-Vernebler, der speziell für die Bedürfnisse der Pferdeinhalation in Solekammern entwickelt wurde. Er ist geeignet für TierärztInnen, TherapeutInnen, PferdepensionsbetreiberInnen und mobile Salzkammern.

Mit integriertem Betriebsstundenzähler eignet er sich hervorragend für den gewerblichen Gebrauch. Der 650 ml Soletank und die 1L Glasflasche gewährleisten einen **Dauerbetrieb** von bis zu **8 Stunden**.

Über das Display lässt sich mit dem 3-Tasten-Betiefeld die Zeit, Lüfterstärke sowie die Aerosoldichte individuell einstellen.

Das Piezo-Element im Soletank lässt sich einfach selbst vor Ort tauschen. Es ist kein Einschicken des Gerätes notwendig.

TIPP: Halten Sie immer ein Piezo-Element vorrätig, damit Sie keinen Leerlauf haben.

Der Equineb Basic ist ausgelegt für den gewerblichen Profi-Betrieb, alle Teile (Schläuche, Soletank, Überlaufsystem, Glasflasche) können desinfiziert und autoklaviert werden.

Technische Daten:

- Luftvolumen (max. 30 L/min)
- Partikelgröße: 0,5 - 6,0 µm
- Verneblungsrate (0,0-3,0 ml/ min)
- Therapiedauer (10-99 Minuten oder Dauerbetrieb)
- Sehr verschleißarm
- Hartplastik-Gehäuse
- Leistung 70 Watt
- Heizelement für das Aerosol (optional bestellbar (179,90 Euro) damit das Aerosol im Winter erwärmt werden kann)
- Hoher Hygienestandard (Staubfilter sowie Bakterienfilter sollten 1x wöchentlich gewechselt werden)
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Geeignet für Münzzähler und Zeitschaltuhren

Lieferumfang:

Grundgerät mit Netzkabel, Ultraleicht-Silikonschlauch 40 cm und 100 cm, Staubfilter 2x, Bakterienfilter, Soletank, Medikamentenbecher, Flaschenhalter und Glasflasche 1000 ml.

Der Equineb Pro ist der perfekte Partner für die Soletherapie bei Pferden. Sparsam im Unterhalt – er benötigt nur 1-2 x im Jahr, je nach Nutzungsintensität, eine Wartung.

Dazu empfehlen wir: **Pegasalt Sole** sowie den **EquiKLAR Reiniger**.

Weiterhin bietet es sich an, sich beim Kauf des Gerätes einen kleinen Vorrat an Bakterien- und Staubfiltern sowie mindestens 1 Piezo-Element dazu zu bestellen.

HINWEIS: LIEFERUNG OHNE FAHRGESTELL, HALTEARM UND HALTEPLATTE

Mit Flaschenhalter, aber ohne Stange. Flasche kann einfach selbst an einer Wand befestigt werden oder an einem Trensenhalter eingehängt werden.

Bitte vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen. Nicht im Behandlungsraum aufstellen. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schwankungen oder Umkippen. Es könnte Sole in den Lüfter gelangen und das Gerät beschädigen. Befüllen Sie das Gerät erst mit Sole, wenn es an seinem festen Platz sicher steht.



3. Equineb Pro für 1.980,00 Euro inkl. MwSt.

Der Equineb Pro ist ein Profi Ultraschall-Vernebler, der speziell für die Bedürfnisse der Pferdeinhalation in Solekammern entwickelt wurde. Er ist geeignet für TierärztInnen, TherapeutInnen, PferdepensionsbetreiberInnen und mobile Salzkammern. Aufgrund seines stabilen Aluminiumgehäuses ist er das Premiumprodukt für den gewerblichen Gebrauch - robust und zuverlässig.

Mit integriertem Betriebsstundenzähler eignet er sich hervorragend für den gewerblichen Gebrauch. Der 650 ml Soletank und die 1L Glasflasche gewährleisten einen **Dauerbetrieb** von bis zu **8 Stunden**.

Über das Display lässt sich mit dem 3-Tasten-Betiefeld die Zeit, Lüfterstärke sowie die Aerosoldichte individuell einstellen.

Das Piezo-Element im Soletank lässt sich einfach selbst vor Ort tauschen. Es ist kein Einbau des Gerätes notwendig.

TIPP: Halten Sie immer ein Piezo-Element vorrätig, damit Sie keinen Leerlauf haben.

Der Equineb Pro ist ausgelegt für den gewerblichen Profi-Betrieb, alle Teile (Schläuche, Soletank, Überlaufsystem, Glasflasche) können desinfiziert und autoklaviert werden. Profi Ultraschallvernebler mit LCD Display für die Einstellung von:

Technische Daten:

- Luftvolumen (max. 30 L/min)
- Partikelgröße: 0,5 - 6,0 µm
- Verneblungsrate (0,0-3,0 ml/ min)
- Therapiedauer (10-99 Minuten oder Dauerbetrieb)
- Sehr verschleißarm
- Hartplastik-Gehäuse
- Leistung 70 Watt
- Heizelement für das Aerosol (optional bestellbar (179,90 Euro) damit das Aerosol im Winter erwärmt werden kann)
- Hoher Hygienestandard (Staubfilter sowie Bakterienfilter sollten 1x wöchentlich gewechselt werden)
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Geeignet für Münzzähler und Zeitschaltuhren

Lieferumfang:

Grundgerät mit Netzkabel, Ultraleicht-Silikonschlauch 40 cm und 100 cm, Staubfilter 2x, Bakterienfilter, Soletank, Medikamentenbecher, Flaschenhalter und Glasflasche 1000 ml.

Der Equineb Pro ist der perfekte Partner für die Soletherapie bei Pferden. Sparsam im Unterhalt – er benötigt nur 1-2 x im Jahr, je nach Nutzungsintensität, eine Wartung.

Dazu empfehlen wir: **Pegasalt Sole** sowie den **EquiKLAR Reiniger**.

Weiterhin bietet es sich an, sich beim Kauf des Gerätes einen kleinen Vorrat an Bakterien- und Staubfiltern sowie mindestens 1 Piezo-Element dazu zu bestellen.

OHNE FAHRGESTELL, HALTEARM UND HALTEPLATTE

Mit Flaschenhalter, aber ohne Stange. Flasche kann einfach selbst an einer Wand befestigt werden oder an einem Trensenhalter eingehängt werden.

Bitte vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen. Nicht im Behandlungsraum aufstellen. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schwankungen oder Umkippen. Es könnte Sole in den Lüfter gelangen und das Gerät beschädigen. Befüllen Sie das Gerät erst mit Sole, wenn es an seinem festen Platz sicher steht.



4. EquiMICRO 801 für 2.350,00 Euro inkl. MwSt.

Mit dem Ultraschallvernebler EQUImicro 801 können Sie ganz unkompliziert im heimischen Stall das wohltuende Meeresklima abbilden und Ihr Pferd mit der Soleinhalation bei Atemwegs- und Hauterkrankungen unterstützen.

Die Dichte des Nebels liegt bei bis zu 200mg/l. Der Schwinger kann mit dem Schwingerschlüssel selbst ganz einfach vor Ort ausgetauscht werden.

Technische Daten:

- Feine Nebelpartikel zwischen 0,4 - 5 µm, die bis ganz tief in die Alveolen ihre Wirkung entfalten können.
- Luftmenge bis 20 l/min (regulierbar)
- Verneblerleistung von 0,5-3,9 ml/min einstellbar über Regler
- Nebeldichte bis 200 mg/l
- Entspanntes und geräuscharmes (70 dB) Inhalieren ohne Maske
- Die Pferde werden bei der Rauminhalation vom salzigen Nebel ummantelt, so profitieren auch hauterkrankte Pferde von der Sole
- Geringe Betriebskosten und wenig Verbrauchsmaterialien
- Das stabile und leichte, pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminium hält Strapazen aus und überzeugt durch hohe Stoßfestigkeit – unverzichtbar im Einsatz am Stall oder im Pferdeanhänger.
- Automatische Abschaltung bei Leerstand
- Geeignet für Münzzählautomat oder Zeitschaltuhr

Gerätegröße 220 x 80 x 240 mm / 4,5 kg

Lieferumfang:

Grundgerät, Soletank, Flaschenhalter u. flexibler Haltearm, Luftregelventil, 2 x Spiralschläuche, Netzkabel, 1 Bakterienfilter, 5 Staubfilter, 1 Überleitgerät für Vorrats-Flasche, 1 Liter Flasche



Dazu empfehlen wir: **Pegasalt Sole** sowie den **EquiKLAR Reiniger**.

Weiterhin bietet es sich an, sich beim Kauf des Gerätes einen kleinen Vorrat an Bakterien -und Staubfiltern sowie mindestens 1 Piezo-Element dazu zu bestellen.

Bitte vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen. Nicht im Behandlungsraum aufstellen. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schwankungen oder Umkippen. Es könnte Sole in den Lüfter gelangen und das Gerät beschädigen. Befüllen Sie das Gerät erst mit Sole, wenn es an seinem festen Platz sicher steht.

Bei Fragen zu den Verneblern oder Zubehör, wenden Sie sich gern an Katrin Rausch von Hipposalt unter info@hipposalt.de oder per Telefon oder Whatsapp unter 01515-9 44 00 66.